

TP DILUTION ÉCHELLE TEINTES

Chap 2

Margaux Jullien

2^{nde}

MATERIEL PAILLASSE PROF (x 1)

- Solution mère d'eau colorée : fiole jaugée de 2 L
- Solution fille diluée 10 fois : fiole jaugée de 50 mL
- 2 supports à tubes
- Réserve de tubes à essai (tous parfaitement identiques)
- Pipettes graduées de 10 mL

MATERIEL ELEVES (x 9)

Dans les bassines numérotées :

- Fiole jaugée de 50 mL + bouchon
- Pissette d'eau du robinet
- Pipette compte-goutte
- Bécher de 50 mL
- Poire à pipeter ou pro-pipette