

TP DISSOLUTION

Chap 2

Margaux Jullien

2^{nde}

MATERIEL PAILLASSE PROF (x 1)

- Sucre
- Sel
- Erlenmeyer de 2 L
- 2 balances
- Petit erlenmeyer de 50 mL bouché contenant de l'acide sulfurique à 1 mol.L⁻¹
- Flacon de BBT avec pipette compte-goutte
- Bidon de récupération *solutions acides*

MATERIEL ELEVES (x 9)

Dans les bassines numérotées :

- Fiole jaugée de 50 mL
- Fiole jaugée de 100 mL
- Coupelle de pesée
- Spatule
- Pissette d'eau du robinet
- Entonnoir
- Pipette compte-goutte