

# TP DILUTION

Chap 2

Margaux Jullien

2<sup>nde</sup>

## MATERIEL PAILLASSE PROF ( x 1 )

- Solution mère d'eau colorée : fiole jaugée de 2 L
- Solution fille diluée 10 fois : fiole jaugée de 50 mL
- Pipettes jaugées de 5,0 mL

## MATERIEL ELEVES ( x 9 )

Dans les bassines numérotées :

- Fiole jaugée de 100 mL + bouchon
- Pissette d'eau du robinet
- Pipette compte-goutte
- Bécher de 50 mL
- Poire à pipeter ou pro-pipette